


НАШАТА ПОДКРЕПА ПРИ СПЕШНА СИТУАЦИЯ





- ПРОДУКТИ С НАЙ - ВИСОКО КАЧЕСТВО
- ПРОАКТИВНО ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЕ
- СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТТА
- ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ
- ПОСТОЯННО ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

ТРАНСПОРТНО УСТРОЙСТВО ЗА ЛИЦЕ СЪС
СЪМНЕНИЕ ЗА СИЛНО ЗАРАЗНА БОЛЕСТ

КАМЕРИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ/ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗАЩИТНИ БИОЛОГИЧНИ И ХИМИЧЕСКИ КОСТЮМИ



ТРАНСПОРТНО УСТРОЙСТВО ЗА ЛИЦЕ СЪС
СЪМНЕНИЕ ЗА СИЛНО ЗАРАЗНА БОЛЕСТ



EGO
ZLÍN




BIO-BAG

ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТ

- Висококачествено заваряване
- Прозрачни прозорци
- Сменяеми ръкавици
- Регулируема петточкова система за фиксация на пациента
- Самоносеща система от алуминиева рамка
- Входни портове за медицински апарати
- Използване на положително или отрицателно налягане

BIO-BAG

ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТ



BIO-BAG EVV-30/40

позволява два режима на работа за филтрирана вентилация:


- **Отрицателно налягане** – предпазва външната среда от заразени пациенти – *използва се за пациенти с опасни инфекции*
- **Положително налягане** – използва се при защита на пациентите от замърсена външна среда – *случаи на нисък имунитет или изгаряния*



КАМЕРИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ/ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ



ИЗОЛАТОР ВРЕМЕННА ИЗОЛАЦИЯ



- незабавна изолация на пациента
- надуваема или тръбна алуминиева конструкция
- бързо сглобяване
- система с негативно/положително налягане
- ефективно филтърно-вентилационно устройство
- за многократна употреба
- транспортабилен
- размери: 2,9 x 2,4 x 2,25 m

ВІОВОХ ДЪЛГОВРЕМЕННА ИЗОЛАЦИЯ



- надуваема тръбна конструкция
- изолация на пациента и безопасно лечение
- бързо сглобяване (до 15 минути от двама души)
- система с негативно налягане
- НЕРА филтър
- бърз обмен на въздуха
- възможност за наблюдение на пациента
- включен модул за обеззаразяване
- за многократна употреба
- степен на защита BSL-3/4

ВІОВОХ

ДЪЛГОВРЕМЕННА ИЗОЛАЦИЯ



- тръбна (алуминиева) конструкция
- изолация на пациента и безопасно лечение
- система с негативно налягане
- HEPA филтър
- бърз обмен на въздуха
- възможност за наблюдение на пациента
- включен модул за обеззаразяване
- за многократна употреба
- степен на защита BSL-3/4

СИСТЕМА ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ

НЕЗАБАВНО ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ, ИЗПЛАКВАНЕ И
ПОЧИСТВАНЕ НА ХОРА, ОБОРУДВАНЕ, УСТРОЙСТВА

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА НЕПОДВИЖЕН ПАЦИЕНТ



БАЗИСНО ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ



НЕЗАБАВНО ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ, ИЗПЛАКВАНЕ И
ПОЧИСТВАНЕ НА ХОРА, ОБОРУДВАНЕ, УСТРОЙСТВА



ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА НЕПОДВИЖЕН ПАЦИЕНТ



ПАЛАТКОВИ СИСТЕМИ

ПОДВИЖНИ УБЕЖИЩА, РАБОТНИ МЕСТА,
ЛОГИСТИЧНИ КОМПЛЕКСИ В ПОЛЕВИ УСЛОВИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ/ВАКСИНАЦИЯ




СИСТЕМИ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

ОБОРУДВАНЕ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ



ГРИЖИ ЗА НЕПОДВИЖНИ ПАЦИЕНТИ




ПЕРСОНАЛИЗИРАНО РЕШЕНИЕ



ЗА ВАШАТА ЦЕЛ ВЪЗ
ОСНОВА НА ВАШИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ



**МОБИЛНО ИЗОЛАЦИОННО ПОМЕЩЕНИЕ С
ОТРИЦАТЕЛНО НАЛЯГАНЕ
С ИНТЕГРИРАН МОДУЛ ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ**



BIOBOX EBX-06




BIO-BAG EBV-30/40 IN-CH



PPE



**ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ
НА МИГРИРАЩИ ЛИЦА, ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК ОТ
ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ**



TENT ES-56




BIOBOX EBXT-06



BIO-BAG EBV-30/40 IN-CH



**ПОЛЕВИ БОЛНИЦИ/ РАБОТНИ МЕСТА,
ПРОЕКТИРАНИ ЗА РАЙОНИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ
БЕДСТВИЯ**




**МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА РЕШАВАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, ИМАЩИ ПРЕДВИД
ДЪРЖАВНАТА СИГУРНОСТ**

**По време на масовите миграционни вълни
съществува риск от разпространение на силно
заразни болести, водещи до възможни
епидемии.**

ТРИАЖ

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ

**ВРЕМЕННА ИЗОЛАЦИЯ/
ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ**



НАШИЯТ ПАРТНЬОР В БЪЛГАРИЯ



- Вече повече от 30 години, Дъчмед е водеща компания в доставките на медицинско оборудване и медицински изделия за спешна медицинска помощ, анестезиология, реанимация и интензивно лечение, неонатология и хемодиализа.





EGO Zlín, spol. s r.o. (Ltd)
U Pekárny 438
763 14, Štípa
Czech Republic